



GO	0°		29,0
GU			8,6
			30,0
			8,6

HO	0°		32,6
HU			9,0
			34,6
			8,9

EO	12°		28,7
EU			8,8
			30,3
			8,0

FO	12°		31,5
FU			9,5
			34,5
			8,8

BO	33°		30,0
BU			8,6
			32,7
			8,6

CO	33°		31,4
CU			8,6
			35,0
			9,3

DO	33°		33,5
DU			9,1
			38,8
			10,0

Formenbezeichnung und Kombinationsmöglichkeiten
Mould numbers and possible combinations
Numéros des formes et possibilités de combinaisons

Obere Frontzähne Upper anteriors Antérieures supérieures	Untere Frontzähne Lower anteriors Antérieures inférieures	Seitenzähne Posteriors Postérieures	0°	12°	33°
○ L 01	U 01		GO/GU	EO/EU	BO/BU
○ L 02	U 01		GO/GU	EO/EU	BO/BU
○ L 03	U 02		GO/GU	EO/EU	BO/BU
○ L 04	U 02		GO/GU	EO/EU	BO/BU
○ L 05	U 03		HO/HU	FO/FU	CO/CU
○ L 06	U 06		HO/HU	FO/FU	DO/DU
▽ A 10	U 04		GO/GU	EO/EU	CO/CU
▽ A 11	U 05		HO/HU	FO/FU	CO/CU
▽ A 12	U 07		HO/HU	FO/FU	DO/DU
▽ A 13	U 07		HO/HU	FO/FU	DO/DU
○ P 20	U 03		GO/GU	EO/EU	BO/BU
○ P 21	U 05		HO/HU	FO/FU	CO/CU
○ P 22	U 04		HO/HU	FO/FU	DO/DU
○ P 23	U 06		HO/HU	FO/FU	DO/DU

Heraeus Kulzer Zähne erfüllen die Anforderungen der EN ISO 3336:1996 und ANSI/ADA Specification No. 15-1999.

Heraeus Kulzer teeth meets, and exceeds all the requirements of EN ISO 3336:1996 and ANSI/ADA Specification No. 15-1999.

Les dents Heraeus Kulzer sont conformes aux directives de la norme EN ISO 3336:1996 et ANSI/ADA Specification No. 15-1999.




*Erhältlich in 16 Farben A1 – D4

*Available in 16 shades A1 – D4

*Est disponible en 16 teintes A1 – D4

CE 0044

Beispiele
Examples
Exemples



Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 11
 D-63540 Hanau
 Internet: www.heraeus-kulzer.de
 e-mail: info.lab@heraeus.com
 Fax: +49 (6181) 35 44 84

Kontakt innerhalb
 Deutschlands (gebührenfrei)
 Telefon: 0800 HERALAB
 0800 4 37 25 22
 Telefax: 0800 HERAFAX
 0800 4 37 23 29

BASIC
Linie



**Formenkarte
Mould Chart
Carte des Formes**



**Heraeus
Kulzer**

Partnership-First.